



Pocket Colorimeter DR300

Aplicaciones

- Agua potable
- Agua residual
- Generación de Energía
- Agua industrial
- Uso en campo
- Bebidas
- Laboratorio de CC de alimentos



Probado en el pasado. Innovador en el futuro.

El DR300 conserva el legado de fiabilidad de los Pocket Colorimeter a la vez que ofrece una función de transferencia de datos avanzada. Reduzca los problemas de la recopilación de datos, elimine los errores de transcripción y garantice una mayor trazabilidad del cumplimiento de la normativa.

Fiabilidad

El diseño robusto y resistente al agua (IP67) soporta todas las condiciones que encuentre sobre el terreno (caídas, temperaturas extremas, lluvia y suciedad), y seguirá ofreciendo mediciones exactas y fiables durante años.

Simple

El funcionamiento sencillo e intuitivo reduce los posibles errores manuales, lo que garantiza una medición de datos exacta en la que se puede confiar en todo momento. La pantalla de mayor tamaño con retroiluminación mejorada hace que la lectura de las mediciones sea aún más sencilla en todas las condiciones.

Duradero

Diseño robusto y resistente al agua (IP67) que soporta cualquier condición que encuentres en el campo o en la carretera (caídas, temperaturas extremas, lluvia y suciedad).

Datos Técnicos*

Fuente de luz	Diodo de emisión de luz (LED)	Condiciones de operación	0 - 50 °C; 0 - 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Detector	Fotodiodo de silicio	Pantalla	LCD con retroiluminación
Protección de la carcasa (IP)	IP67, resistente al agua a 1 m durante 30 minutos	Fuente de alimentación	Cuatro pilas alcalinas AAA; vida útil aproximada de 5000 tests
Longitud de onda	Según la especificación del modelo, ± 2 nm	Almacenamiento de datos	Últimas 50 mediciones
Ancho de banda espectral	Ancho de banda del filtro de 15 nm	Peso	0,25 kg
Absorbancia	0 - 2,5 Abs	Dimensiones (A x A x P)	34 mm x 69 mm x 157 mm
Compatibilidad celda de muestra	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)		

*Sujeto a cambio sin previo aviso.

Parámetros

Parámetro	Rango	Método de medición
Aluminio	0,02 - 0,80 mg/L Al	Aluminón
Amonio	0,01 - 0,80 mg/L NH ₃ -N	Salicilato
Bromo	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂ ; 0,2 - 10,0 mg/L Br ₂	DPD
Cloro libre ¹⁾ + total ^{1), 2)}	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂	DPD
Cloro libre ¹⁾ + total ^{1), 2)} , MR	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂	DPD
Cloro, pH	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂ ; 6,0 - 8,5 pH	DPD Rojo fenol
Dióxido de cloro	0,05 - 5,00 mg/L ClO ₂	DPD/glicina
Hierro, FerroVer ²⁾	0,02 - 5,00 mg/L Fe	FerroVer
Hierro, TPTZ	0,01 - 1,70 mg/L Fe	TPTZ
Manganeso, HR ²⁾	0,2 - 20,0 mg/L Mn	Oxidación con peryodato
Molibdeno	0,02 - 3,00 mg/L Mo; 0,1 - 12,0 mg/L Mo	Complejo ternario
Monocloramina/amonio libre	0,04 - 4,50 mg/L monocloramina como Cl ₂ 0,02 - 0,50 mg/L amonio libre como NH ₃ -N	Indofenol
Nitrato	0,4 - 30,0 mg/L NO ₃ -N	Reducción con cadmio
Oxígeno, disuelto	0,2 - 10,0 mg/L O ₂	IAOD
Ozono	0,01 - 0,25 mg/L O ₃ ; 0,01 - 0,75 mg/L O ₃	Trisulfonato de índigo
Fosfato ^{1), 2)}	0,02 - 3,00 mg/L PO ₄	Phosver 3
Zinc ²⁾	0,02 - 3,00 mg/L Zn	Zincon

¹⁾ El método está aceptado por la USEPA o está aprobado para agua potable (puede que se necesiten pasos adicionales)

²⁾ El método está aceptado por la USEPA o está aprobado para aguas residuales (puede que se necesiten pasos adicionales)

Información para pedidos

Pocket Colorimeter DR300

El Pocket Colorimeter DR300 incluye un manual, cubetas de muestra y un maletín de transporte. Para adquirir los reactivos, puede ponerse en contacto con Hach o con su distribuidor de Hach.

- LPV445.97.00110** Pocket Colorimeter DR300, cloro libre + total
- LPV445.97.01110** Pocket Colorimeter DR300, bromo
- LPV445.97.02110** Pocket Colorimeter DR300, nitrato
- LPV445.97.03110** Pocket Colorimeter DR300, oxígeno disuelto
- LPV445.97.04110** Pocket Colorimeter DR300, ozono
- LPV445.97.06110** Pocket Colorimeter DR300, fosfato
- LPV445.97.09110** Pocket Colorimeter DR300, zinc
- LPV445.97.10110** Pocket Colorimeter DR300, molibdeno, LR/HR
- LPV445.97.12110** Pocket Colorimeter DR300, cloro y pH
- LPV445.97.15110** Pocket Colorimeter DR300, manganeso, HR
- LPV445.97.16110** Pocket Colorimeter DR300, hierro, TPTZ
- LPV445.97.22110** Pocket Colorimeter DR300, hierro, FerroVer
- LPV445.97.25110** Pocket Colorimeter DR300, aluminio
- LPV445.97.26110** Pocket Colorimeter DR300, monocloramina/amonio libre
- LPV445.97.40110** Pocket Colorimeter DR300, amonio
- LPV445.97.51110** Pocket Colorimeter DR300, dióxido de cloro
- LPV445.97.62110** Pocket Colorimeter DR300, cloro libre + total, MR

Pocket Colorimeter DR300 con longitud de onda específica

Programa métodos y calibraciones personalizados en dos canales.

- LPV445.97.50110** Pocket Colorimeter DR300, 500 nm
- LPV445.97.52110** Pocket Colorimeter DR300, 528 nm
- LPV445.97.60110** Pocket Colorimeter DR300, 600 nm
- LPV445.97.65110** Pocket Colorimeter DR300, 655 nm



Información para pedidos

Accesorios

2635300	Set de patrones secundarios de gel SpecCheck, cloro LR, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl ₂
2893300	Set de patrones secundarios de gel SpecCheck, cloro, DPD, 0 - 8,0 mg/L Cl ₂
2507500	Set de patrones secundarios de gel SpecCheck, monocloramina/amonio libre, 0 - 4,50 mg/L Cl ₂ , 0 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
2708000	Set de patrones secundarios de gel SpecCheck, ozono, 0 - 0,75 mg/L O ₃
4674300	Pilas, AAA, alcalinas, 1,5 V, paquete de 4
4660200	Maletín de transporte (22 x 17 x 15 cm), polipropileno azul
2427606	Celda circular alta de vidrio de 1", 10 mL, celda c/tapón
4864302	1" Round Plastic (5 & 10) mL, 1 cm pathlength w/cap
2126102	Cubeta de muestra, redonda de 1 cm, paquete de 2 (no emparejadas, tapones no incluidos)
LPV446.99.00012	Accesorio para conectividad Bluetooth de Hach

Los patrones SpecCheck en ampollas son geles de color que simulan el color que se produce durante el procedimiento de análisis para comprobaciones sencillas de la respuesta del instrumento. Cada set incluye un blanco y tres concentraciones.



Por favor contacte directamente a Hach o a los Distribuidores autorizados en su país, ya que varía por región.



Para obtener más información, comuníquese con:

hachmexico@hach.com +52 (55) 53931514/17 www.latam.hach.com

©Hach Company, 2023. Reservados todos los derechos.
Con el fin de mejorar y actualizar su equipo, Hach Company se reserva el derecho de modificar las especificaciones del equipo en cualquier momento.