

### Circulador de inmersión con calefacción ED

#### Imagen del producto



#### Descripción

Circulador de inmersión calefactor para cualquier tanque de baño de hasta 50 litros

Los circuladores de inmersión calefactores JULABO están disponibles para varios tanques de baño hasta una capacidad de 50 litros y vienen equipados con una abrazadera de baño que se adapta en todos los depósitos con un espesor de pared de hasta 26 mm. Esta abrazadera permite una rápida y montaje sin problemas tanto para bañeras nuevas como existentes. El La profundidad de inmersión es de 16,5 cm (ajustable hasta 14,5 cm), los sumergidos Las piezas están hechas de acero inoxidable o plástico de alta calidad. El conjunto de bomba, que está disponible como accesorio, proporciona bombeo a sistemas externos para la provisión de tareas de temperatura exterior. Un serpentín de refrigeración integrado para La conexión de agua de refrigeración también está disponible como accesorio.

#### Ventajas

- o Indicador de temperatura LED brillante, resolución 0,1 °C
- o Teclado para valor nominal, cambia automáticamente al valor real
- o Control de temperatura PID1
- o Desconexión ajustable por alta temperatura/protección contra funcionamiento en seco

#### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de trabajo	20 ... 100°C
Control de temperatura	PID
Estabilidad de temperatura	±0,03 °C
Mostrar	CONDUJO
Resolución de pantalla	0,1°C
Programador integrado	No disponible
Capacidad del calentador	2000 vatios
Capacidad de la bomba	Presión: 0,35 bares Caudal: 15 l/min
Dimensiones (ancho x largo x alto)	13x15x33cm
Peso	3,3 kilos
Temperatura ambiente	5...40°C
Clasificación según DIN 12876-1	1 (NFL)

#### información del pedido

Modelo: DE  
N ° de pedido.: 9116000

Alimentación de red disponible:  
230V / 50Hz  
115V/60Hz  
100V / 50-60Hz  
230V / 60Hz

#### Misceláneas

Instalación de serpentín de refrigeración y conjunto de bomba para aplicaciones externas disponibles como accesorio.

#### Soporte de ventas:

+49 7823 51-190

de lunes a viernes  
7:30 - 17:00 horas

JULABO Labortechnik GmbH  
Eisenbahnstrasse 45  
77960 Seelbach/Alemania  
Teléfono +49 7823 51-0  
+49 7823 2491  
[info@julabo.de](mailto:info@julabo.de)  
[www.julabo.de](http://www.julabo.de)

Reservados los cambios técnicos.  
Las imágenes pueden diferir del original.