

UT300R

Termómetro infrarrojo

El UT300R ofrece un manejo sencillo e higiénico y una medición rápida y precisa. Puede medir la temperatura con precisión en 1 segundo al dirigir el detector hacia el objeto que se desea medir.

Características

- Rango de temperatura: 32 °C a 42,9 °C.
- Precisión: $\pm 0,3$ °C.
- Tiempo de respuesta: 500 ms.
- Alarma sonora de temperatura alta.
- Distancia de medición: 5 a 10 cm.
- Retención de datos (HOLD).
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Medición sin contacto.



Especificaciones técnicas

Rango de temperatura	32 °C a 42,9 °C (89,6 °F a 109,2 °F)
Precisión	$\pm 0,3$ °C (0,6 °F)
Apagado automático	Sí
Selección °C/°F	Sí
Retroiluminación	Blanca
Alimentación	Batería de 9 V (6F22)
Peso neto	185 g
Dimensiones	153 × 108 × 40 mm

Traducción al español del documento proporcionado.