

Bureta automática 25 ml, con botella clase A



PS BUR 25

Especificaciones:

- Bureta automática w/2000ml – Botella de Almacenamiento
- Clase A vidrio, individualmente, certificados
- Tolerancia: $\pm 0.03\text{ml}$
- Capacidad: 25 ml

Características:

- Dispone de dos PTFE stopcocks, uno de ser un tipo tornillo (rotoflo) controla el flujo de la propia Bureta, y el otro es una llave de paso que permite que cualquier exceso de líquidos que se escurre de la tradicional Bureta y trasera en el depósito de agua.
- La bureta dispone de un piso de vidrio donde se conecta a la parte superior de un vidrio 2000 ml Depósito con piso de vidrio y cuello a juego.
- Los tubos de vidrio de la Bureta se colocan hacia abajo en el interior del depósito cerca de la parte inferior.
- Un fuelle de goma con tubos de goma se conecta a la Bureta cerca de la con cuello de botella para facilitar el llenado y más preciso.
- Encima de la parte superior de la Bureta, un pequeño, depósito de agua está presente para permitir al aire última intervención flujo de aire en el Bureta y evitar la formación de burbujas de aire en el tubo.

